




医家向け

MADE IN JAPAN



SURGICAL BLADE & SCALPEL



仕様は変更することがあります



製造販売元

カイ インダストリーズ株式会社

医療器事業本部 営業部 国内
〒501-3992 岐阜県関市小屋名1110

Phone (0575) 28-6600

Fax (0575) 28-6611

Email: info-ind@kai-group.com

<https://www.kaimedical.jp/>



SURGICAL BLADE & SCALPEL

KIM-037 1110/2600 G 0K16

KAIは医療の安全とQOLを追究し続けます

KAIは医療の安全とQOLを追究し続けます


MADE IN JAPAN

KAI MEDICAL

KAIのメディカル製品

100年以上続く日本の刃物メーカーKAIが培ってきた伝統や技術を医療用刃物の分野に活かし、ドクターのニーズにあった安心安全で品質の高い製品を開発・製造しています。

KAIのメディカル製品は約90か国でご使用いただいています。



国内シェア

No.1

MARKET SHARE IN JAPAN

家庭用包丁 KITCHEN KNIVES 2024年1～12月 KSP-POSより 自社集計	ツメキリ NAIL CLIPPERS 2024年1月～12月 SOOパネルデータから 自社集計	使い捨てカミソリ DISPOSABLE RAZORS インテージSRI+データ 使い捨てカミソリ市場2024年 1月～12月推計販売個数・金額
--	---	---

歴史

海外取扱国数

FOUND 1908 COUNTRIES SERVICED WORLDWIDE 94 COUNTRIES

KAIの創業は1908年。ポケットナイフの製造から始まり、刃物を作り続ける100年企業です。

GLOBAL NETWORK

世界8か国 16拠点 8工場

▼ 販売拠点 ▼ 製造拠点 ▼ 販売・製造拠点

🏭 メディカル製品の製造拠点

※KAIグループとしての拠点と工場数。メディカル製品は岐阜県関市のみで製造。
※国内拠点は7拠点、国内工場は4工場。海外拠点は9拠点、海外工場は4工場。

1. 100年に渡る歴史と信頼

KAIグループは1908年の創業以来、総合刃物メーカーとしてカミソリ、ツメキリ、包丁、業務用特殊刃物など、皆様の生活に寄り添う製品を作り続けています。メディカル事業としては、1984年に外科メスの製造を開始。1994年に皮膚科、1995年に眼科用医療刃物の分野に参入しました。現在では世界各地の代理店や現地法人を通して、90か国以上にKAIのメディカル製品をお届けしています。

2. 高い品質と安全性の追究

KAIのメディカル製品は岐阜県関市の工場で製造しています。カミソリなどで培った刃先加工技術と自社開発の設備、熟練の作業者によって理想の切れ味が生まれます。また、安全機構の付いたセーフティースカルペルを国産メーカーとして初めて製品化。医療現場での針刺し防止など、医療従事者の安全性を追究したセーフティータイプの製品にも力を入れています。KAIは医療機器の品質マネジメントシステムに関する国際規格ISO13485認証を取得しています。

3. ドクターの声を汲み取った製品開発

かつて岐阜県関市には、顧客からの要望に応じてオーダーメイドで刃物を作る野鍛冶と言われる方々がいました。KAIは野鍛冶の精神を受け継ぎ、国内・海外問わず多くのドクターからの要望を製品化しています。ドクターの要望により開発された製品は使い勝手が良く、患者様の負担軽減・QOL向上の一助を担っています。ドクターや代理店との関係を密にし、新しいアイデアをいち早くカタチにできるよう常に意識しています。

4. 社会貢献と次の100年に向けて

KAIのメディカル事業では社会貢献として、海外ボランティア活動への眼科メス寄贈、医療機関へのツメキリ寄贈などを行っています。また、SDGsを意識し、電子化やペーパーレス化の取り組みも積極的に進めています。過去の常識だけでは対応できない変化の時代だからこそ、医療に求められること、KAIにできることをしっかりと見据え、新しい挑戦を続けています。KAIのメディカル事業はこれまでに様々な取り組みを行うなかで、日本のみならず世界のドクターと関係を築いてきました。この大切な関係を礎に、これからもKAIにしかできない製品・サービスの提供を通して医療と社会の発展に貢献して参ります。

KAI コーティング 替刃メス

販売名:KAI替刃メス
医療機器認証番号:219ABBZX00078000

特長

- ・低摩擦コーティングにより切れ味が向上
- ・コーティングにより脂肪の付着が低減され、優れた切れ味が持続

材質

- ・ステンレス鋼
- ・コーティング:シリコーン

仕様

- ・単回使用
- ・γ線滅菌
- ・GS1-128 バーコード対応
- ・10番台替刃の適合ハンドル:M-3
- ・20番台替刃の適合ハンドル:M-4

定価

- ・品番末尾A 一般用:5,000円
(100枚(20枚×5箱)/箱)
- ・品番末尾B 業務用:4,800円
(100枚/箱)



NO.10
S310-A
S310-B



NO.20
S320-A
S320-B



NO.11
S311-A
S311-B



NO.21
S321-A
S321-B



NO.12
S312-A



NO.22
S322-A



NO.12B
S312B-A



NO.23
S323-A



NO.15
S315-A
S315-B



NO.15C
S315C-A

Actual size

KAI コーティング スカルペル

販売名:KAIスカルペル
医療機器認証番号:219ABBZX00073000

特長

- ・低摩擦コーティングにより切れ味が向上
- ・コーティングにより脂肪の付着が低減され、優れた切れ味が持続

材質


- ・ブレード:ステンレス鋼
- ・コーティング:シリコーン

仕様

- ・単回使用
- ・γ線滅菌
- ・GS1-128 バーコード対応

定価

- 2,000円(20本/箱)




Actual size



NO.10
S510-A



NO.20
S520-A



NO.11
S511-A



NO.21
S521-A



NO.12
S512-A




NO.22
S522-A



NO.14
S514-A



NO.23
S523-A



NO.15
S515-A



NO.24
S524-A




NO.15C
S515C-A

iD セーフティースカルペル

販売名:KAIセーフティースカルペル
医療機器認証番号:219ABBZX00076000

独自の安全機構と操作性

Unique shape of safety mechanism/Operability



POINT 1

特許取得
ブレードがカバーで保護され、片手で簡単に、安定して開閉操作可能(特許第6884599号)

POINT 2

ブレードとハンドルの一体構造で操作時の剛性や握りやすさを追求

POINT 3

コーティングにより切れ味が向上

POINT 4

コーティングにより脂肪の付着を低減優れた切れ味が持続

材質


- ・ブレード:ステンレス鋼
- ・コーティング:シリコーン

仕様

- ・単回使用
- ・γ線滅菌
- ・GS1-128 バーコード対応

定価


- 1,800円(10本/箱)






Actual size

使用方法



1. ブレードの突き出し方法
押しボタンを指で押し、押した状態でそのまま後ろに「カチッ」と作動音がするまで引き戻してください。
その際、カバーが完全に固定されていることを確認してください。



2. ブレードの収納方法
押しボタンを指で前方向へ押し出してください。
その際、「カチッ」という作動音がして、カバーが完全にブレードを収納した状態で固定されていることを確認してください。

サンプルのご依頼はこちら▶



KAI 替刃メス

販売名:KAI替刃メス
医療機器認証番号: 219ABBZX00078000

材質

・ステンレス鋼

仕様

・単回使用

・γ線滅菌

・GS1-128 バーコード対応

・10番台替刃の適合ハンドル:M-3

・20番台替刃の適合ハンドル:M-4

定価

・品番末尾A 一般用:5,000円
(100枚(20枚×5箱)/箱)

・品番末尾B 業務用:4,800円
(100枚/箱)

	NO.10 310-A 310-B		NO.20 320-A 320-B
	NO.11 311-A 311-B		NO.21 321-A 321-B
	NO.12 312-A 312-B		NO.22 322-A 322-B
	NO.12B 312B-A 312B-B		NO.23 323-A 323-B
	NO.14 314-A		NO.24 324-A
	NO.15 315-A 315-B		NO.25 325-A
	NO.15C 315C-A 315C-B		

Actual size

KAI スカルペル

販売名:KAIスカルペル
医療機器認証番号: 219ABBZX00073000

材質

・ブレード:ステンレス鋼

仕様

・単回使用

・γ線滅菌

・GS1-128 バーコード対応

定価

2,000円 (20本/箱)




Actual size

	NO.10 510-A		NO.20 520-A
	NO.11 511-A		NO.21 521-A
	NO.12 512-A		NO.22 522-A
	NO.14 514-A		NO.23 523-A
	NO.15 515-A		NO.24 524-A
			NO.25 525-A

KAI セーフティースカルペル

販売名:KAIセーフティースカルペル
医療機器認証番号: 219ABBZX00076000

安全性

・ブレードがハンドル内に収納できます

操作性

・ブレードの出し入れが片手で行えます

材質

・ブレード:ステンレス鋼

仕様


・単回使用

・γ線滅菌

・GS1-128 バーコード対応

定価

・1,500円(10本/箱)



SS-10

Actual size



SS-11



SS-14



SS-12



SS-15



SS-20

Actual size



SS-21



SS-23



SS-22




SS-24

ブレードの形状により2サイズのハンドルがあります


Small : SS-10,SS-11,SS-14,SS-15

Large : SS-12,SS-20,SS-21,SS-22,SS-23,SS-24

使用方法



1. ブレードの突き出し方法



2. ブレードの収納方法

サンプルの
ご依頼は
こちら▶



帝王切開

鋸状鈍刃で「切れにくい」刃体形状

材質 ・ステンレス鋼
仕様 ・単回使用
・γ線滅菌
・GS1-128 バーコード対応
・適合ハンドル:M-4
定価 30,000円(100枚(10枚×10箱)/箱)



販売名:KAI替刃メス
医療機器認証番号:219ABBZX00078000

材質 ・ブレード:ステンレス鋼
仕様 ・単回使用 ・γ線滅菌 ・GS1-128 バーコード対応
定価 7,000円(20本/箱)



販売名:KAIスカルペル
医療機器認証番号:219ABBZX00073000

安全性 ・ブレードがハンドル内に収納できます
操作性 ・ブレードの出し入れが片手で行えます
材質 ・ブレード:ステンレス鋼
仕様 ・単回使用 ・γ線滅菌 ・GS1-128 バーコード対応
定価 4,000円(10本/箱)



販売名:KAIセーフティスカルペル
医療機器認証番号:219ABBZX00076000

Actual size

ステンレスナイフハンドル

販売名:ステンレスナイフハンドル
医療機器届出番号:21B2X00002000003

仕様 ・未滅菌 ・GS1-128 バーコード対応
定価 7,000円(10本/箱)



M-3 NO.3 ステンレス製ハンドル 適合替刃NO:10番台




M-4 NO.4 ステンレス製ハンドル 適合替刃NO:20番台


Actual size

ブレードリムーバー

仕様 ・GS1-128 バーコード対応
定価 720円(1個/箱)



SBR1



- ・誤ってケガをしないようにガード付きです
- ・片手で操作出来る開閉式のカバー付きです
- ・収納した刃を外に出しません
- ・収納枚数10～15枚

KAI BTBグラフトナイフ

販売名:KAI BTB グラフトナイフ
医療機器認証番号:228ABBZX00067000

材質 ・ブレード:ステンレス鋼
仕様 ・単回使用
・γ線滅菌
・GS1-128 バーコード対応
定価 ・9,500円(1本/箱)

靱帯再建術等において、グラフトとなる骨片付膝蓋腱を切離するために用います



KFT009



KFT010

Actual size

持ち方について
上下どちらでも、力を入れやすく握りやすいハンドル形状



刃下向き



刃上向き

サンプルの
ご依頼は
こちら▶



定価一覧表

KAI コーティング替刃メス						
	種類	REF.番号	品番コード	JANコード	1箱入数	定価(税抜)
一般用	No.10	S310-A	000MD0410	4560146925644	100枚 (20枚×5箱)	¥5,000
	No.11	S311-A	000MD0411	4560146925651	100枚 (20枚×5箱)	¥5,000
	No.12	S312-A	000MD0412	4560146925668	100枚 (20枚×5箱)	¥5,000
	No.12B	S312B-A	000MD0413	4560146925675	100枚 (20枚×5箱)	¥5,000
	No.15	S315-A	000MD0415	4560146925699	100枚 (20枚×5箱)	¥5,000
	No.15C	S315C-A	000MD0416	4560146925705	100枚 (20枚×5箱)	¥5,000
	No.20	S320-A	000MD0417	4560146925712	100枚 (20枚×5箱)	¥5,000
	No.21	S321-A	000MD0418	4560146925729	100枚 (20枚×5箱)	¥5,000
	No.22	S322-A	000MD0419	4560146925736	100枚 (20枚×5箱)	¥5,000
	No.23	S323-A	000MD0420	4560146925743	100枚 (20枚×5箱)	¥5,000
業務用	No.10	S310-B	000MD0430	4560146925774	100枚	¥4,800
	No.11	S311-B	000MD0431	4560146925781	100枚	¥4,800
	No.15	S315-B	000MD0435	4560146925828	100枚	¥4,800
	No.20	S320-B	000MD0437	4560146925842	100枚	¥4,800
	No.21	S321-B	000MD0438	4560146925859	100枚	¥4,800

KAI コーティングスカルペル						
	種類	REF.番号	品番コード	JANコード	1箱入数	定価(税抜)
	No.10	S510-A	000MD0460	4560146926139	20本	¥2,000
	No.11	S511-A	000MD0461	4560146926146	20本	¥2,000
	No.12	S512-A	000MD0462	4560146926153	20本	¥2,000
	No.14	S514-A	000MD0463	4560146926160	20本	¥2,000
	No.15	S515-A	000MD0464	4560146926177	20本	¥2,000
	No.15C	S515C-A	000MD0471	4562143741654	20本	¥2,000
	No.20	S520-A	000MD0465	4560146926184	20本	¥2,000
	No.21	S521-A	000MD0466	4560146926191	20本	¥2,000
	No.22	S522-A	000MD0467	4560146926207	20本	¥2,000
	No.23	S523-A	000MD0468	4560146926214	20本	¥2,000
	No.24	S524-A	000MD0469	4560146926221	20本	¥2,000

iD セーフティースカルペル						
	種類	REF.番号	品番コード	JANコード	1箱入数	定価(税抜)
	No.10	ID-SS10	000MD0610	4562143740626	10本	¥1,800
	No.11	ID-SS11	000MD0611	4562143740633	10本	¥1,800
	No.15	ID-SS15	000MD0615	4562143740640	10本	¥1,800

KAI 替刃メス						
	種類	REF.番号	品番コード	JANコード	1箱入数	定価(税抜)
一般用	No.10	310-A	000MD0350	4560146923374	100枚 (20枚×5箱)	¥5,000
	No.11	311-A	000MD0351	4560146923381	100枚 (20枚×5箱)	¥5,000
	No.12	312-A	000MD0352	4560146923398	100枚 (20枚×5箱)	¥5,000
	No.12B	312B-A	000MD0353	4560146923404	100枚 (20枚×5箱)	¥5,000
	No.14	314-A	000MD0362	4560146924784	100枚 (20枚×5箱)	¥5,000
	No.15	315-A	000MD0354	4560146923411	100枚 (20枚×5箱)	¥5,000
	No.15C	315C-A	000MD0355	4560146923428	100枚 (20枚×5箱)	¥5,000
	No.20	320-A	000MD0356	4560146923435	100枚 (20枚×5箱)	¥5,000
	No.21	321-A	000MD0357	4560146923442	100枚 (20枚×5箱)	¥5,000
	No.22	322-A	000MD0358	4560146923459	100枚 (20枚×5箱)	¥5,000
	No.23	323-A	000MD0359	4560146923466	100枚 (20枚×5箱)	¥5,000
	No.24	324-A	000MD0360	4560146923473	100枚 (20枚×5箱)	¥5,000
	No.25	325-A	000MD0361	4560146923480	100枚 (20枚×5箱)	¥5,000
業務用	No.10	310-B	000MD0370	4560146923497	100枚	¥4,800
	No.11	311-B	000MD0371	4560146923503	100枚	¥4,800
	No.12	312-B	000MD0372	4560146923510	100枚	¥4,800
	No.15	315-B	000MD0374	4560146923534	100枚	¥4,800
	No.15C	315C-B	000MD0375	4560146923541	100枚	¥4,800
	No.20	320-B	000MD0376	4560146923558	100枚	¥4,800
	No.21	321-B	000MD0377	4560146923565	100枚	¥4,800
	No.22	322-B	000MD0378	4560146923572	100枚	¥4,800
	No.23	323-B	000MD0379	4560146923589	100枚	¥4,800

定価一覧表

KAI スカルペル						
	種類	REF.番号	品番コード	JANコード	1箱入数	定価(税抜)
	No.10	510-A	000MD0550	4560146923619	20本	¥2,000
	No.11	511-A	000MD0551	4560146923626	20本	¥2,000
	No.12	512-A	000MD0552	4560146923633	20本	¥2,000
	No.14	514-A	000MD0560	4560146924807	20本	¥2,000
	No.15	515-A	000MD0553	4560146923640	20本	¥2,000
	No.20	520-A	000MD0554	4560146923657	20本	¥2,000
	No.21	521-A	000MD0555	4560146923664	20本	¥2,000
	No.22	522-A	000MD0556	4560146923671	20本	¥2,000
	No.23	523-A	000MD0557	4560146923688	20本	¥2,000
	No.24	524-A	000MD0558	4560146923695	20本	¥2,000
	No.25	525-A	000MD0559	4560146923701	20本	¥2,000

KAI セーフティースカルペル						
	種類	REF.番号	品番コード	JANコード	1箱入数	定価(税抜)
	No.10	SS-10	000MK0610	4560146923077	10本	¥1,500
	No.11	SS-11	000MK0611	4560146923084	10本	¥1,500
	No.12	SS-12	000MK0612	4560146924203	10本	¥1,500
	No.14	SS-14	000MK0614	4560146924821	10本	¥1,500
	No.15	SS-15	000MK0615	4560146923091	10本	¥1,500
	No.20	SS-20	000MK0620	4560146924210	10本	¥1,500
	No.21	SS-21	000MK0621	4560146924227	10本	¥1,500
	No.22	SS-22	000MK0622	4560146924234	10本	¥1,500
	No.23	SS-23	000MK0623	4560146924241	10本	¥1,500
	No.24	SS-24	000MK0624	4560146924258	10本	¥1,500

帝王切開						
	種類	REF.番号	品番コード	JANコード	1箱入数	定価(税抜)
	替刃メス	333-1	000MD0333	4560146922735	100枚 (10枚×10箱)	¥30,000
	スカルペル	533-1	000MD0530	4560146926054	20本	¥7,000
	セーフティースカルペル	SS-33	000MK0633	4560146926061	10本	¥4,000

ステンレスナイフハンドル						
	種類	REF.番号	品番コード	JANコード	1箱入数	定価(税抜)
	No.3 ハンドル	M-3	000MD0533	4560146921370	10本	¥7,000
	No.4 ハンドル	M-4	000MD0534	4560146921363	10本	¥7,000

ブレードリムーバー						
	種類	REF.番号	品番コード	JANコード	1箱入数	定価(税抜)
	――	SBR1	000MD0500	4560146922025	1個	¥720

KAI BTBグラフトナイフ						
	種類	REF.番号	品番コード	JANコード	1箱入数	定価(税抜)
	9mm	KFT009	000MD2909	4560146927334	1本	¥9,500
	10mm	KFT010	000MD2910	4560146927341	1本	¥9,500