

**KAI 替刃メス・KAI コーティング替刃メス・
KAI スカルペル・KAI コーティング スカルペル・
KAI セーフティースカルペル・
ステンレスナイフハンドル・プラスチックナイフハンドル
ブレードリムーバー・KAI BTBグラフトナイフ**



KAIは 医療の安全とQOLを追究し続けます

KAI コーティング 替刃メス

医療機器認証番号：219ABBZX00078000

《特長》


- ・低摩擦コーティングにより切れ味が向上
- ・コーティングにより脂肪の付着が低減され、優れた切れ味が持続

《材質》

- ・ステンレス鋼

《仕様》


- ・ディスポーザブル(再使用禁止)
- ・γ線滅菌済
- ・GS1-128 表示対応
- ・品番末尾A 一般用:100枚/箱入 (20枚×5箱)
- ・品番末尾B 業務用:100本/箱入
- ・10番台替刃の適合ハンドル:M-3,P-3
- ・20番台替刃の適合ハンドル:M-4,P-4



Actual size

KAI コーティング スカルペル

医療機器認証番号：219ABBZX00073000



《特長》

- ・低摩擦コーティングにより切れ味が向上
- ・コーティングにより脂肪の付着が低減され、優れた切れ味が持続


Actual size

《材質》

- ・ブレード:ステンレス鋼

《仕様》

- ・ディスポーザブル(再使用禁止)
- ・EOG滅菌済
- ・GS1-128 表示対応
- ・品番末尾A 一般用:20本/箱入
- ・品番末尾B 業務用:100本/箱入



KAI 替刃メス


医療機器認証番号：219ABBZX00073000

《材質》

- ・ステンレス鋼

《仕様》

- ・ディスプレイザブル(再使用禁止)
- ・γ線滅菌済
- ・GS1-128 表示対応
- ・品番末尾A 一般用:100枚/箱入 (20枚×5箱)
- ・品番末尾B 業務用:100本/箱入
- ・10番台替刃の適合ハンドル:M-3,P-3
- ・20番台替刃の適合ハンドル:M-4,P-4



Actual size



Actual size

鋸刃状鈍刃で「切れにくい」刃体形状

《材質》


- ・ステンレス鋼

《仕様》

- ・ディスプレイザブル(再使用禁止)
- ・γ線滅菌済
- ・GS1-128 表示対応
- ・100枚/箱入(10枚×10箱)
- ・No.4ハンドルに使用できます

KAI スカルペル

医療機器認証番号：219ABBZX00073000




Actual size

《材質》

- ・ブレード:ステンレス鋼

《仕様》

- ・ディスプレイザブル(再使用禁止)
- ・EOG滅菌済
- ・GS1-128 表示対応
- ・品番末尾A 一般用:20本/箱入
- ・品番末尾B 業務用:100本/箱入



533-1

鋸刃状鈍刃で「切れにくい」刃体形状

KAI セーフティースカルペル

医療機器認証番号：219ABBZX00076000

《安全性》

- ・ブレードがハンドル内に収納できます

《操作性》

- ・ブレードの出し入れが片手でできます

《材質》

- ・ブレード：ステンレス鋼

《仕様》

- ・ディスポーザブル(再使用禁止) ・ γ 線滅菌済 ・GS1-128 表示対応 ・10本/箱入

SS-10



Actual size

SS-11



SS-14



SS-12



SS-15



SS-20



Actual size

SS-21




ブレードの形状により2サイズのハンドルがあります
 Small : SS-10, SS-11, SS-14, SS-15
 Large : SS-12, SS-20, SS-21, SS-22,
 SS-23, SS-24, SS-25

SS-24



SS-22



SS-25



SS-23



SS-33



鋸刃状鈍刃で「切れにくい」刃体形状

Actual size

ご使用時




ご使用後



ステンレスナイフハンドル

医療機器届出番号：21B2X00002000003

- ・未滅菌品
- ・GS1-128バーコード対応
- ・10本/箱入



Actual size

プラスチックナイフハンドル


医療機器届出番号：21B2X00002000004

- ・オートクレーバブル(121℃以下)のハンドルです
- ・未滅菌品
- ・GS1-128バーコード対応
- ・10本/箱入



Actual size

ブレードリムーバー



- ・誤ってケガをしないようにガード付きです
- ・片手で操作出来る開閉式のカバー付きです
- ・収納した刃を外に出しません
- ・収納枚数10~15枚
- ・GS1-128 表示対応
- ・1個/箱入

KAI BTBグラフトナイフ

医療機器認証番号：228ABBZX00067000



- 《材質》 ・ブレード:ステンレス鋼
 《仕様》 ・ディスプレイ(再使用禁止) ・γ線滅菌済 ・1本/箱入



Actual size

持ち方について

上下どちらでも、力を入れやすく握りやすいハンドル形状





販売名 : KAI 替刃メス・KAI スカルペル・KAI セーフティースカルペル・
ステンレスナイフハンドル・プラスチックナイフハンドル・KAI BTBグラフトナイフ

仕様は変更することがあります

 製造販売元
カイ インダストリーズ株式会社
医療器事業本部 国内営業部
〒501-3992 岐阜県関市小屋名1110
Phone (0575) 28-6600
Fax (0575) 28-6611
Email: info-ind@kai-group.com
<http://www.kai-group.com/global>