



医家向け

MADE IN JAPAN



DENTISTRY INSTRUMENT



仕様は変更することがあります ■



製造販売元
カイ インダストリーズ株式会社
医療器事業本部 営業部 国内
〒501-3992 岐阜県関市小屋名1110
Phone (0575) 28-6600
Fax (0575) 28-6611
Email: info-ind@kai-group.com
<https://www.kaimedical.jp/>



DENTISTRY INSTRUMENT

KIM-062 2608/2608 PDF1

KAIは医療の安全とQOLを追究し続けます

KAIは医療の安全とQOLを追究し続けます


MADE IN JAPAN

KAI MEDICAL®

KAIのメディカル製品

100年以上続く日本の刃物メーカーKAIが培ってきた伝統や技術を医療用刃物の分野に活かし、ドクターのニーズにあった安心安全で品質の高い製品を開発・製造しています。

KAIのメディカル製品は約90か国でご使用いただいています。



国内シェア

No.1

MARKET SHARE IN JAPAN

家庭用包丁 KITCHEN KNIVES 2024年1～12月 KSP-POSより 自社集計	ツメクリ NAIL CLIPPERS 2024年1月～12月 SOOパネルデータから 自社集計	使い捨てカミソリ DISPOSABLE RAZORS インテージSRI+データ 使い捨てカミソリ市場2024年 1月～12月推計販売個数・金額
--	---	---

歴史

海外取扱国数

FOUND 1908 COUNTRIES SERVICED WORLDWIDE 94 COUNTRIES

KAIの創業は1908年。ポケットナイフの製造から始まり、刃物を作り続ける100年企業です。

GLOBAL NETWORK

世界8か国 16拠点 8工場

▼ 販売拠点 ▼ 製造拠点 ▼ 販売・製造拠点

🏭 メディカル製品の製造拠点

※KAIグループとしての拠点と工場数。メディカル製品は岐阜県関市のみで製造。
※国内拠点は7拠点、国内工場は4工場。海外拠点は9拠点、海外工場は4工場。

1. 100年に渡る歴史と信頼

KAIグループは1908年の創業以来、総合刃物メーカーとしてカミソリ、ツメクリ、包丁、業務用特殊刃物など、皆様の生活に寄り添う製品を作り続けています。メディカル事業としては、1984年に外科メスの製造を開始。1994年に皮膚科、1995年に眼科用医療刃物の分野に参入しました。現在では世界各地の代理店や現地法人を通して、90か国以上にKAIのメディカル製品をお届けしています。

2. 高い品質と安全性の追究

KAIのメディカル製品は岐阜県関市の工場で製造しています。カミソリなどで培った刃先加工技術と自社開発の設備、熟練の作業者によって理想の切れ味が生まれます。また、安全機構の付いたセーフティースカルペルを国産メーカーとして初めて製品化。医療現場での針刺し防止など、医療従事者の安全性を追究したセーフティタイプの製品にも力を入れています。KAIは医療機器の品質マネジメントシステムに関する国際規格ISO13485認証を取得しています。

3. ドクターの声を汲み取った製品開発

かつて岐阜県関市には、顧客からの要望に応じてオーダーメイドで刃物を作る野鍛冶と言われる方々がいました。KAIは野鍛冶の精神を受け継ぎ、国内・海外問わず多くのドクターからの要望を製品化しています。ドクターの要望により開発された製品は使い勝手が良く、患者様の負担軽減・QOL向上の一助を担っています。ドクターや代理店との関係を密にし、新しいアイデアをいち早くカタチにできるよう常に意識しています。

4. 社会貢献と次の100年に向けて

KAIのメディカル事業では社会貢献として、海外ボランティア活動への眼科メス寄贈、医療機関へのツメクリ寄贈などを行っています。また、SDGsを意識し、電子化やペーパーレス化の取り組みも積極的に進めています。過去の常識だけでは対応できない変化の時代だからこそ、医療に求められること、KAIにできることをしっかりと見据え、新しい挑戦を続けています。KAIのメディカル事業はこれまでに様々な取り組みを行うなかで、日本のみならず世界のドクターと関係を築いてきました。この大切な関係を礎に、これからもKAIにしかできない製品・サービスの提供を通して医療と社会の発展に貢献して参ります。

精密なエンベロープ形成を支え
より高度な審美性を追求

KAI Dental Blade No.35

本製品は、緻密な歯周形成外科において、より精緻なアプローチをサポートするために設計された歯周外科用ブレードです。特に歯周組織再生療法（歯間乳頭温存型切開）や歯間乳頭再建、根面被覆手術（トンネルテクニックやVISTAなど）といった、極めて繊細な操作を要する術式に求められるブレード形状を追求しました。

深部組織への的確なアプローチ

十分な全長を確保し、深部組織へのスムーズな到達をサポート。歯間乳頭を温存しながら、移植片のための精密なエンベロープ形成を可能にします。


安全なブレード交換

締め付けハンドルの採用により、従来のメスより着脱が安全です。



クリアな術野が、精密なおペを支える

マイクロスコープ使用時の狭い視野を柄で遮らないよう、シャンクの長さを最適化。深部でも安定した操作感を維持します。



材質 ・ステンレス鋼
仕様 ・単回使用
 ・γ線滅菌
 ・GS1-128 バーコード対応
 ・適合ハンドル：マイクロ スカルペルハンドル
定価 60,000円(60枚(12枚×5箱)/箱)

精密な加工技術で、精度が高く、安定した刃先形状
特殊刃先仕上げにより実現した、優れた切れ味




エステティックナイフは結合組織移植術などの歯周形成外科用に適した形状のナイフです。先端の幅が1.5mm、最大幅2.0mmのテーパ形状のため刃先を繊細に動かすことが可能です。



材質 ・ブレード:ステンレス鋼
仕様 ・単回使用
 ・γ線滅菌
 ・GS1-128 バーコード対応
定価 13,250円(5本/箱)

安全で、低侵襲なインプラント手術のために開発された歯肉用パンチ
特殊刃先仕上げにより実現した、優れた切れ味



MIパンチはより安全で、低侵襲(Minimal Intervention)なインプラント手術のために開発された歯肉用パンチです。高い操作性を要求される口腔内での使用場所に応じて精密な治療ができるよう前歯部用と臼歯部用の2タイプを揃えました。臼歯部用は刃の全長を臼歯の高さに合わせ、ハンドルも短くすることで狭い空間での操作性を向上させています。また、ハンドル上部にテーパ形状の穴を開けており、パンチを回転させる際に練成充填器を当てて安定させることが可能です。




	MIP-A35	MIP-A40	MIP-A45	材質 ・ブレード:ステンレス鋼 仕様 ・単回使用 ・γ線滅菌 ・GS1-128 バーコード対応 定価 5,000円(10本/箱) Actual size
前歯部用	Φ3.5mm	Φ4.0mm	Φ4.5mm	
臼歯部用	Φ4.0mm	Φ4.5mm	Φ5.5mm	

KAI コーティング 替刃メス


販売名:KAI替刃メス
医療機器認証番号：219ABBZX00078000

低摩擦コーティングにより切れ味が向上
コーティングにより脂肪の付着が低減され優れた切れ味が持続



Actual size


※通常替刃メス(販売名：KAI 替刃メス)の取り扱いもございます。
通常替刃メスとコーティング替刃メスは同価格になります。



- 材質** ・ステンレス鋼
・コーティング:シリコン
- 仕様** ・単回使用
・γ線滅菌
・GS1-128 バーコード対応
・10番台替刃の適合ハンドル:M-3
- 定価** ・品番末尾A 一般用:5,000円(100枚(20枚×5箱)/箱)

KAI コーティング スカルペル

販売名：KAIスカルペル
医療機器認証番号：219ABBZX00073000



Actual size

- 材質** ・ブレード:ステンレス鋼
・コーティング:シリコン
- 仕様** ・単回使用
・γ線滅菌
・GS1-128 バーコード対応
- 定価** 2,000円(20本/箱)



ステンレスナイフハンドル


販売名:ステンレスナイフハンドル
医療機器届出番号：21B2X00002000003



M-3 NO.3 ステンレス製ハンドル 適合替刃NO:10番台


- 仕様** ・未滅菌
・GS1-128 バーコード対応
- 定価** 7,000円(10本/箱)

ブレードリムーバー



誤って手を
ケガしないように
ガード付きです

片手で操作出来る
開閉式のカバーが
収納した刃を
外に出しません



収納枚数
10～15枚

- 仕様** ・GS1-128 バーコード対応
- 定価** 720円(1個/箱)

定価一覧表

KAI マイクロ替刃メス

種類	REF.番号	品番コード	JANコード	1箱入数	定価(税抜)
No.35	35	000MK0035	4562143741609	60枚(12枚×5箱)	¥60,000

KAI マイクロナイフ

種類	REF.番号	品番コード	JANコード	1箱入数	定価(税抜)
1.5mm-2mm	EST-15/20	000MK1000	4562143741494	5本	¥13,250

MIパンチ

	種類	REF.番号	品番コード	JANコード	1箱入数	定価(税抜)
前 歯 部 用	3.5mm	MIP-A35	000MK0011	4560146926658	10本	¥5,000
	4.0mm	MIP-A40	000MK0012	4560146926665	10本	¥5,000
	4.5mm	MIP-A45	000MK0013	4560146926672	10本	¥5,000
臼 歯 部 用	4.0mm	MIP-P40	000MK0015	4560146926696	10本	¥5,000
	4.5mm	MIP-P45	000MK0016	4560146926702	10本	¥5,000
	5.0mm	MIP-P55	000MK0017	4560146926719	10本	¥5,000

KAI コーティング替刃メス

種類	REF.番号	品番コード	JANコード	1箱入数	定価(税抜)
No.10	S310-A	000MD0410	4560146925644	100枚(20枚×5箱)	¥5,000
No.11	S311-A	000MD0411	4560146925651	100枚(20枚×5箱)	¥5,000
No.12	S312-A	000MD0412	4560146925668	100枚(20枚×5箱)	¥5,000
No.12B	S312B-A	000MD0413	4560146925675	100枚(20枚×5箱)	¥5,000
No.15	S315-A	000MD0415	4560146925699	100枚(20枚×5箱)	¥5,000
No.15C	S315C-A	000MD0416	4560146925705	100枚(20枚×5箱)	¥5,000

KAI コーティングスカルペル

種類	REF.番号	品番コード	JANコード	1箱入数	定価(税抜)
No.10	S510-A	000MD0460	4560146926139	20本	¥2,000
No.11	S511-A	000MD0461	4560146926146	20本	¥2,000
No.12	S512-A	000MD0462	4560146926153	20本	¥2,000
No.15	S515-A	000MD0464	4560146926177	20本	¥2,000
No.15C	S515C-A	000MD0471	4565143741654	20本	¥2,000

ステンレスナイフハンドル

種類	REF.番号	品番コード	JANコード	1箱入数	定価(税抜)
No.3 ハンドル	M-3	000MD0533	4560146921370	10本	¥7,000

ブレードリムーバー

種類	REF.番号	品番コード	JANコード	1箱入数	定価(税抜)
—	SBR1	000MD0500	4560146922025	1個	¥720

MIパンチ:特許第6050974号

サンプルの
ご依頼は
こちら▶

